



GUTE BASIS BESSERE REZEPTUR

Aqua purificata in Bag in Box, 5 L



Mit einzigartig integrierter Kipphilfe!

Aqua purificata in Bag in Box
Gereinigtes Wasser Ph.Eur.

5 L | PZN 13813555

Und viel mehr...









IHRE VORTEILE

mit Aqua purificata von Caelo

- ✓ Integrierte Kipphilfe zur leichteren Entnahme von Restmengen
- ✓ Nach Identitätsprüfung sofort gebrauchsfertige Ph.Eur.-Qualität für 3 Monate*
- ✓ Hygienisch sichere Entnahme
- ✓ Abwischbare, glatte Oberfläche
- ✓ Schnell, einfach und sicher in bewährter Caelo-Qualität

Leichte Entnahme

-  Hände waschen und desinfizieren.
-  Die vorgelochte Lasche eindrücken und anheben. Den kreisförmigen Abschnitt abtrennen.
-  Den Zapfhahn lösen, arretieren und mit der Lasche befestigen.
-  Die Schutzhülle durch Ziehen an der Lippe abreißen.
-  Zum Zapfen des Produktes die beiden Griffe nach oben drücken.

Einzigartige Kipphilfe

-  Die perforierte Fläche auf der Unterseite abtrennen.
-  Die Fläche etwas einklappen und arretieren.
-  Die Box nun aufrichten, sodass sie nun durch die Stütze leicht gekippt ist.
-  Zum Schluss wie gewohnt zapfen.



*Für ein sicheres Produkt sollte bei jeder Entnahme ein Vorlauf von ca. 10 ml Wasser verworfen werden. Vor und nach jeder Entnahme sollte das Ventil mit Isopropanol 70 % desinfiziert werden. Aqua Purificata in Bag in Box ist nach Anbruch 3 Monate haltbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.caelo.de

